## Camlog

## Sofort provisorisch versorgen



Die Komponenten des Camlog Guide Systems dienen der schablonengeführten Aufbereitung des Implantatbetts und Insertion der Screw-Line Implantate Camlog Guide, Promote, im zahnlosen und teilbezahnten Ober- und Unterkiefer. Zuvor werden mit Hilfe einer 3-D-Planungssoftware die korrekten Implantatpositionen ermittelt. Unter Verwendung dieser digitalen Planungsdaten entsteht anschließend im zahntechnischen Labor eine einfach handhabbare, präzise Bohrschablone, die dem Operateur das einwandfreie Setzen der Implantate erleichtert. Die prothetische Versorgung erfolgt mit Einzelkronen, Brücken und/oder Totalprothesen. Aufgrund der Genauigkeit der dreidimensionalen Planung der Implantatpositionen kann die provisorische Versorgung mit den labortechnischen Camlog Instrumenten bereits vor dem eigentlichen Eingriff angefertigt werden. Dies bedeutet, dass der Patient unmittel \_\_\_\_ach der Operation provisorisch versorgt werden kann.

## CAMLOG Vertriebs GmbH

Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim

Tel.: 0 70 44 / 94 45 – 100, Fax: 08 00 / 94 45 – 000

info.de@camlog.com, www.camlog.de