# E-Drive komplettiert Feilensysteme

Die Feilensysteme für die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung AlphaKite und EasyShape von Komet wurden um das passende drehmomentbegrenzte Endodontie-Winkelstück E-Drive ergänzt. Es erlaubt mittels Vorwahlring die Einstellung fünf



verschiedener Drehmomentstufen, der Anwender kann sogar Zwischenstufen festlegen. Welche Drehmomentstufe für AlphaKite- und EasyShape-Feilen passend ist, lässt sich auf der jeweiligen Torque-Karte ablesen. Über einen Apex Clip kann ein Apex-Locator direkt an das E-Drive angeschlossen und somit auf die Feilenklemme verzichtet werden. Komet bietet für das neue Winkelstück zwei Apex Clips an (Stiftdurchmesser 2,0 mm und 1,5 mm), die den Anschluss eines Messkabels für ein Endometrie-Gerät zur genauen Kontrolle der Feilenposition im Wurzelkanal ermöglichen. E-Drive ist für alle gängigen NiTi-Feilensysteme geeignet. Bei einem Auftragswert von 1.500 € brutto können Zahnärzte zwischen einem E-Drive gratis oder einem Wertrabatt wählen.

#### KOMET/Gebr. Brasseler GmbH &Co KG

Trophagener Weg 25; 32657 Lemgo Tel.: 0 52 61 / 701 – 700; Fax: 0 52 61 / 701 – 289 info@brasseler.de; www.kometdental.de

## ICX-templant jetzt auch im Ø 3,45 mm erhältlich

ICX-templant ist jetzt auch im Durchmesser 3,45 mm und den Längen 6,5 mm, 8,0 mm, 10,0 mm und 12,5 mm erhältlich! Das Internal Conical Hex ICX-templant-Implantatsystem zeichnet sich durch seine Einfachheit und ho-



he Wirtschaftlichkeit aus. Alle Prothetikteile der Ø 3,75 mm, 4,1 mm und 4,8 mm sind kompatibel zu unserem ICX-plus Implantat Ø 3,45 mm. Dadurch zeichnet sich das ICX-templant vor allem durch die einfache Anwendung, die technische Präzision und eine sehr geringe Prothetikartikelanzahl aus. Zudem ermöglicht unser Preis Ihrer Praxis ein sehr wirtschaftliches Vorgehen. Die Anzahl der gesetzten Implantate in Ihrer Praxis wird sich durch die Anwendung von ICX-templant erhöhen.

## medentis medical GmbH

Gartenstr. 12; 53507 Dernau Tel.: 0 26 43 / 90 20 00 – 0; Fax: – 20 info@medentis.de, www.templant.de

## Farbige Füllungen für Kinder

Mit Twinky Star hat Voco speziell für die Milchzahnrestauration ein modernes Füllungsmaterial in acht glitzernden Effektfarben entwickelt: Gold, Silber, Blau, Pink, Grün, Orange, Lemon und jetzt auch Brombeere. Das farbige Füllungsmaterial weckt das Interesse und erhöht



die Kooperationsbereitschaft der Kinder, die auf diese Weise in den Behandlungsablauf einbezogen werden. Die Entscheidung, welche Farbe die Füllung bekommen soll, ermöglicht den kleinen Patienten eine aktive Beteiligung an der Behandlung und macht den Zahnarztbesuch zum angst- und stressfreien Erlebnis. Darüber hinaus entwickeln die Kinder ein nachhaltiges Interesse am Zustand und der Pflege ihrer Zähne. Das lichthärtende, röntgenopake Twinky Star überzeugt außerdem mit guten Produkteigenschaften. Dazu zählen neben einem hohen Füllstoffgehalt, einer geringen Polymerisationsschrumpfung sowie einer guten Adhäsion und Randadaptation auch eine hohe Druckhärte, Biegefestigkeit und geringe Abrasion.

#### voco

Anton-Flettner-Straße 1 – 3; 27472 Cuxhaven Tel.: 0 47 21 / 719 – 0; Fax: 0 47 21 / 719 – 109 info@voco.de; www.voco.de

## Interdentalbürsten in vier Größen

Etwa 40 % der Zahnoberflächen liegen in den Interdentalräumen und sind daher für Zahnbürsten nicht vollständig zugänglich. Interdentalbürsten helfen, Plaque effektiv zu entfernen und damit das Kariesrisiko wesentlich zu reduzieren. Dabei ist die Empfehlung der geeigneten Bürstengröße durch den Zahnarzt oder durch zahnärztliches Fachper-



sonal von besonderer Bedeutung, da Interdentalräume naturbedingt individuell variieren und sich darüber hinaus bei Zahnfleischentzündungen verändern können.

Die elmex Interdentalbürsten gibt es in vier Bürstengrößen für sehr enge bis sehr weite Zahnzwischenräume. Die gute Reinigungsleistung mit dem auf den Interdentalraum angepassten Dreiecksschnitt ist wissenschaftlich erwiesen. Um die geeignete Bürstengröße auszuwählen, sollte der einzelne Interdentalraum des Patienten gemessen werden.

### **GABA GmbH**

Berner Weg 7; 79539 Lörrach Tel.: 0 76 21 / 907 – 0; Fax: 0 76 21 / 907 – 499 www.gaba-dent.de