



Cover:	je 1 Rolle 5
	cm x 5 m
Stock No.:	20002
Published:	April 2011
Sensotape® Rot	8,95 €
Sensotape® Blau	8,95 €
Sensotape® Beige	8,95 €
	•
Sensotape® Schwarz	8,95 €
Sensotape® Schere	12,95 €
Sensotape® Set je 2x Rot und 2x	29,95€
Blau	
Sensotape® Set je 1x Rot, Blau,	29,95€
Beige & Schwarz	
Sensotape® Set je 1x Rot, Blau,	39,95 €
Beige & Schwarz + Schere	
Sensotape® Set je 2x Rot, 2x Blau	39,95€
+ Schere	

Quintessenz Verlags-GmbH

▼ Ifenpfad 2-412107 BerlinGermany

Subject to changes!

- **3** +49 (0) 30 / 76180-5
- +49 (0) 30 / 76180-680
- https://www.quintessence-publishing.com/deu/de

Product information

Title: Sensotape®

Subtitle: Rot | Blau | Beige | Schwarz & Spezialschere

Short text:

Das Sensotape® ist ein adhäsives, elastisches Band. Es besteht aus einem 100%igen Baumwollstoff mit einer haftenden Acrylbeschichtung auf der Rückseite, die in einer sinuswellenförmigen Struktur aufgetragen ist. Über die Körperwärme, durch Reibung oder Bewegung wird die Klebeeigenschaft des Acrylats aktiviert. Die Klebefläche des Sensotapes® wird direkt über der betroffenen Region auf der Haut angebracht. Durch die Wellenstruktur entstehen entsprechend geformte Hautfalten; das Sensotape® hebt die Haut bei jeder Bewegung an und verschiebt sie gegen das subkutane Gewebe.

Das Tape ist in Längsrichtung um bis zu 130% bis 140%, quer nur geringfügig dehnbar. In der Dicke und im Gewicht ist es der Haut angeglichen, damit der Körper keine Immobilisierung in seinen physiologischen Bewegungsabläufen erfährt; das heißt, der Patient bleibt voll beweglich und ist im Alltag nicht eingeschränkt. Behandelte empfinden das Sensotape® im Allgemeinen bei der Arbeit, beim Sport und bei sonstigen Aktivitäten nicht als störend.

Das Sensotape® ist latexfrei, hypoallergen und atmungsaktiv, so dass Hautirritationen oder -reizungen verhindert werden. Die guten Wärmeeigenschaften der Acrylbeschichtung tragen zur Hautfreundlichkeit des Produkts bei. Darüber hinaus ist es wasserresistent, bei gleichzeitiger Durchlässigkeit für Flüssigkeiten; aufgrund dieser Beschaffenheit muss das Sensotape® auch beim Duschen oder Baden nicht abgenommen werden.

Materialzusammensetzung: 72% Baumwolle, 3% Elasthan, 10% Acrylpolymere, 15% Ethylacetal

Teflonbeschichtete Spezialschere – Ermöglicht ein deutlich exakteres und gleichmäßigeres Zuschneiden des Tapes.

Categories: Physiotherapy