

IVOCLAR VIVADENT**Die erste intelligente Bluephase**


Die Anwendungspräzision bei der Lichthärtung spielt eine wesentliche Rolle für die Langlebigkeit einer Restauration. Da kommt die neue Bluephase G4 ins Spiel. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern verfügt auch über ein unglaublich anwenderfreundliches Feature: die Polyvision-Technologie. Durch sie erkennt die Bluephase G4 selbstständig, wenn das Handstück während des Belichtungsvorgangs bewegt wird und die korrekte Aushärtung der Restauration in Gefahr ist. Dann weist das Gerät mittels Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert, falls nötig, die Belichtungszeit automatisch um zehn Prozent. Verrutscht das Handstück zu stark – beispielsweise aus der Mundhöhle heraus –, schaltet das Gerät automatisch ab, sodass die Polymerisation korrekt wiederholt werden kann.

Ivoclar Vivadent

Dr. Adolf-Schneider-Str. 2, 73479 Ellwangen
Tel.: 07961 8890, Fax: 07961 6326
info@ivoclarvivadent.de, www.ivoclarvivadent.de

W&H**Prophylaxe-Testaktion**

Der österreichische Instrumentenspezialist W&H bietet Prophylaxefachkräften und Behandlern noch bis Ende Februar die Möglichkeit, kostenfrei

und unverbindlich das neue Proxeo TWIST LatchShort Polishing System zu testen.

Für den Testzeitraum erhalten die Teilnehmer das Proxeo Winkelstück von W&H sowie eine Tube Lunos Polierpaste von Dürr Dental. Beides kann dann im Alltag ausgiebig auf den Prüfstand gestellt werden.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, fordert einfach bis 28. Februar 2019 sein persönliches Testprodukt per Mail mit dem Betreff „Proxeo-Test DZZ“ an office.de@wh.com an.

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstr. 3b, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 89670, Fax: 08682 896711
office.de@wh.com, www.wh.com

**STRAIGHT DENTAL****Schmerzfreie Anästhesie**


Der QuickSleeper ist ein einzigartiges System für eine bessere Anästhesie. Es ist völlig schmerzlos und wirkt sofort. Zusätzlich hat der Patient kein Taubheitsgefühl und die Anästhesie gelingt so gut wie immer, sogar bei Molaren mit Pulpitis. Man braucht keine weiteren linguale oder palatinalen Einstiche mehr. Auch nicht bei einer Exzision. Es wird keine Leitungsanästhesie benötigt und es treten keine postoperativen Nebenwirkungen auf. Die intraossäre Anästhesie mit dem QuickSleeper läuft in drei Schritten ab: Eine kurze Voranästhesie, Rotation in die Spongiosa und das Injizieren des Anästhetikums. Alle Schritte sind schmerzfrei und direkt hintereinander ohne zeitliche Unterbrechung durchführbar. Interessierte finden Straight Dental auch auf der IDS Köln: Halle 2.2, Stand B030.

Straight Dental

Enscheder Str. 183, 48599 Gronau
Tel.: 03929 2678184
info@quicksleeper.de, www.straightdental.de

DG PARO**Kernkompetenz Parodontologie**

Bisher haben circa 250 Studierende den Studiengang Master of Science in Parodontologie und Implantattherapie mit der Doppelqualifikation erfolgreich abgeschlossen. Neben Freundschaften entstanden vor allem Netzwerke, Arbeitsgruppen, Interessenvertretungen, Arbeitsgemeinschaften, Praxisgemeinschaften, Arbeitsverhältnisse, u.v.a.m. Am 16. Mai 2019 startet der nächste Studiengang. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Vom Start an hat die DG PARO mit ihrem Studiengang eine Vorreiterrolle eingenommen: Mit dem Konzept des Präsenzstudienganges mit vielen praktischen Hands-on-Übungen, der Mehrfachqualifikation (Parodontologie und Implantattherapie) mit entsprechender Akkreditierung, dem Stipendienprogramm für junge, angestellte Zahnärzte (die Nachwuchsförderung der DG PARO), usw.



Deutsche Gesellschaft für Parodontologie (DG PARO) e.V.
Neufferstr. 1, 93055 Regensburg, Tel.: 0941 942 799-12,
Fax: 0941 942 799-22, kontakt@dgparo.de, www.dgparo-master.de