

Vielseitig, ästhetisch und beliebt



Zahnärzte auf internationalem Parkett sind von N'Durance überzeugt. Jetzt haben auch die ersten Behandler in Deutschland N'Durance getestet. Die gelungene Kombination aus reduzierter Volumenschumpfung und Schumpfungsspannung mindert die postoperative Sensibilität. Das Resultat sind

langfristige ästhetische Ergebnisse. Zahnärzte sind sich darüber einig, dass sich das hochviskose Komposit ohne besonderen Aufwand und, ohne zu kleben, exzellent modellieren und abschließend auf Hochglanz polieren lässt. Dem Amalgam auf den Fersen, überzeugt N'Durance durch eine sehr hohe Röntgenopazität. Zudem ist das Universalkomposit mit allen adhäsiven Verbundmaterialien kompatibel. Die sehr hohe Monomerumwandlung (75 %) und BisGMA/TEGDMA-freie Formulierung sorgt für eine hervorragende Biokompatibilität – ein wichtiger Fortschritt in der modernen Zahnmedizin, da das Toxizitätspotential vermindert wird.

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9; 53859 Niederkassel
Tel.: 02 28 / 9 71 26 – 0; Fax: 02 28 / 9 71 26 – 66
info@septodont.de; www.septodont.de

Alveolenmanagement und kleine Augmentationen



Das Erfolgs-Duo Geistlich Bio-Oss Collagen und Geistlich Bio-Gide gibt es nun im neuen Combi-Kit Collagen. Die Heilung von Extraktionsalveolen sowie Resorptionsprozesse nach Zahnextraktion wurden in den vergangenen Jahren intensiv untersucht

(Araujo, Linder et al. 2008, 2009). Basierend auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen bietet Geistlich seit Mai nun eine ganz besondere Produktkombination an: Wenn ein Knochendefekt bei Extraktionsalveolen vorliegt, ist die Kombination von Geistlich Bio-Oss Collagen 100 mg mit einer Geistlich Bio-Gide 16 x 22 mm eine bewährte Therapie, um die Kammkontur und das Weichgewebivolumen zu erhalten (Ridge Preservation). Des Weiteren eignet sich das Geistlich Combi-Kit Collagen auch für kleinere Augmentationen nach dem GBR-Prinzip (gesteuerte Knochenregeneration).

Geistlich Biomaterials

Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5; 76534 Baden-Baden
Tel.: 0 72 23 / 96 24 – 0; Fax: 0 72 23 / 96 24 – 10
info@geistlich.de; www.geistlich.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

Konstante Preisstabilität

Bereits im nun mittlerweile siebten Jahr erfreuen sich die Anwender der Volksimplantate an der konstanten Preisstabilität der fairen Markenimplantate. Zahlreiche Anwender loben vor allem immer wieder die einfache und übersichtliche Preisstruktur des Volksimplantat-Systems, das Planungssicherheit für Anwender und Patienten gleichermaßen bedeutet. Durch die Reduktion der Preiskategorien auf ein Minimum werden Abrechnungsfehler reduziert. Einheitliche Preise der unterschiedlichen Produktgruppen erleichtern die Erstellung und Abrechnung der Heil- und Kostenpläne. Dass das Konzept der fairen Markenimplantate nicht nur in Deutschland funktioniert, zeigt die beeindruckende, insbesondere in den letzten 2 Jahren rasant steigende Nachfrage aus allen Ländern der Welt. Mittlerweile ist die medentis medical GmbH mit dem Volksimplantat-Netzwerk in nunmehr über 30 Ländern vertreten – und die globale Expansion steht erst am Anfang.



medentis medical GmbH

Gartenstr. 12; 53507 Dernau
Tel.: 0 26 43 / 90 20 00 – 0; Fax: 0 26 43 / 90 20 00 – 20
info@medentis.de; www.templant.de

Vario SR Prothetikkomponenten

Mit den neuen Vario SR Prothetikkomponenten können Anwender jetzt zwischen zementier- oder verschraubbaren Kronen- und Brückenversorgungen auf CAMLOG-Implantaten wählen. Vario SR Abutments sind in geraden und in 20° und 30° abgewinkelten Versionen für die Implantatdurchmesser 3.8/4.3/5.0/6.0 mm erhältlich.

Alle Vorteile und Indikationen auf einen Blick:

Okklusal verschraubbare Kronen-, Brücken- und Stegkonstruktionen; Erweiterung des Anwendungsbereichs des CAMLOG-Implantatsystems um verschraubte Brücken; bis 30° abgewinkelte Vario SR Abutments ermöglichen Überbrückungen großer Implantatachsendivergenzen in verblockten Strukturen; Abformung über Vario SR Abutment- oder Implantatschulter möglich; steril verpackte und farbodierte Vario SR Abutments; provisorische Versorgung mit Vario SR Schutzkappen oder Vario SR Titankappen möglich; präzise, mechanisch feste und rotationsstabile Verbindung durch patentierte Tube-in-Tube Implantat-Abutment-Verbindung.



CAMLOG Vertriebs GmbH

Maybachstraße 5; 71299 Wimsheim
Tel.: 0 70 44 / 94 45 – 100; Fax: 08 00 / 94 45 – 000
info.de@camlog.com; www.camlog.de